

ViruProtect

Erkältungsspray

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

ViruProtect Erkältungsspray ist für Mund und Hals vorgesehen, wo sich Erkältungsviren ansiedeln und vermehren. ViruProtect Erkältungsspray überzieht die Schleimhäute mit einer Schutzschicht. Diese Schutzschicht wirkt osmotisch auf die Erkältungsviren und schließt diese ein, so dass sie sich nicht an menschliche Zellen binden können. Die natürliche Bekämpfung des Virus durch den Körper wird auf diese Weise unterstützt.

INDIKATION

Zur Anwendung bei der Gefahr einer Ansteckung mit Erkältungsviren oder beim Auftreten von Erkältungssymptomen. ViruProtect Erkältungsspray ist für Erwachsene und Kinder über 4 Jahren geeignet.

ANWENDUNGSGEBIETE

ViruProtect Erkältungsspray verringert die Wahrscheinlichkeit, sich zu erkälten. ViruProtect Erkältungsspray kann dazu beitragen, die Dauer einer Erkältung zu verkürzen, wenn das Spray frühzeitig zu Beginn der Infektion angewendet wird.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Verwenden Sie ViruProtect Erkältungsspray nicht, wenn Sie auf die Bestandteile überempfindlich oder allergisch reagieren.
- Atmen Sie beim Anwenden des Sprays nicht ein, da dies vorübergehende asthmaphähnliche Symptome wie z. B. Husten oder Heiserkeit verursachen kann.
- Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie hohes Fieber haben oder die Symptome schwerwiegender sind als bei einer normalen Erkältung; diese könnten u. U. auf eine andere Erkrankung zurückgehen.
- Das Produkt darf nicht länger als 30 aufeinander folgende Tage verwendet werden, da keine klinischen Daten über eine Langzeitanwendung vorliegen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren, um Unfälle mit Kleinteilen zu vermeiden.

SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT

Es liegen keine klinischen Daten über die Anwendung von ViruProtect Erkältungsspray während der Schwangerschaft oder Stillzeit vor. Wenden Sie sich diesbezüglich vor dem Gebrauch bitte an einen Arzt.

Die Packung von ViruProtect Erkältungsspray enthält:

- Mundspray bestehend aus Flasche, Pumpe, Düse und Schutzkappe
- Lösung bestehend aus Glycerin, Wasser, Trypsin (Kabeljau), Ethanol (< 1 %), Calciumchlorid, Trometamol und Menthol. Sie ist zuckerfrei und enthält keine Konservierungsmittel.
- Diese Packungsbeilage

ViruProtect ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich¹:

- **ViruProtect Erkältungsspray 7 ml**
- **ViruProtect Erkältungsspray 20 ml**

¹Die Flasche enthält aus technischen Gründen mehr Volumen, um eine ausreichende Anzahl von Dosen zu gewährleisten.

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

Wie ist ViruProtect Erkältungsspray zur Vorbeugung anzuwenden?

Wenn Sie keine Symptome einer Erkältungskrankheit haben, aber der Gefahr ausgesetzt sind, sich mit einem Erkältungsvirus anzustecken, z. B. wenn jemand in Ihrer unmittelbaren Umgebung erkältet ist.

1. Öffnen Sie den Mund und halten Sie die Düse so, dass sie in Richtung Hals zeigt (Abbildung 1)
2. Drücken Sie auf die Pumpe und geben Sie bis zu 6-mal täglich alle zwei Stunden jeweils 2 Sprühstöße (1 Dosis) ab, solange die Ansteckungsgefahr besteht.




Abbildung 1

Wie ist ViruProtect Erkältungsspray zur Verkürzung einer Erkältung anzuwenden?

Wenden Sie ViruProtect Erkältungsspray möglichst frühzeitig nach dem Auftreten der ersten Erkältungssymptome an. Setzen Sie die Anwendung fort, bis die Symptome abgeklungen sind.

1. Öffnen Sie den Mund und halten Sie die Düse so, dass sie in Richtung Hals zeigt (Abbildung 1).
2. Drücken Sie auf die Pumpe und geben Sie bis zu 6-mal täglich alle zwei Stunden jeweils 2 Sprühstöße (1 Dosis) ab.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

ViruProtect Erkältungsspray darf nach Ablauf des Verfallsdatums, das auf dem Etikett und der Packung angegeben ist, nicht mehr verwendet werden.

Bewahren Sie ViruProtect Erkältungsspray bei Raumtemperatur (max. 25 °C) auf.

Mehr Informationen unter www.viruprotect.at

BEDEUTUNG DER SYMBOLE



Packungsbeilage beachten



Temperatur-Obergrenze



Verwendbar bis



Chargennummer



Katalognummer



Hersteller



Vorsicht, Packungsbeilage beachten

Vertrieb Österreich
STADA Arzneimittel GmbH
Muthgasse 36
1190 Wien
www.stada.at



Hersteller

Enzymatica AB
IDEON Science Park
SE-223 70 Lund,
Schweden
www.enzymatica.com

 ColdZyme®

REF

CZ-MS02100701AT ViruProtect Erkältungsspray 7ml
CZ-MS06002001AT ViruProtect Erkältungsspray 20ml

Medizinprodukt



Viru/03/20_DE

9294921
2003
AT
1083051
L001AT-01

**STADA**