

Hirudoid® FORTE Gel

Kurztext:

Hirudoid® FORTE Gel

Hirudoid® FORTE Gel wird bei Entzündungen oberflächennaher Venen angewendet und verhindert die Entstehung von Blutergüssen und Schwellungen und fördert deren Rückbildung.

Langtext:

Hirudoid® FORTE Gel

Hirudoid® FORTE Gel wirkt entzündungshemmend und fördert die Regeneration des Bindegewebes.

Hirudoid® forte Gel wird bei oberflächennahen Venenentzündungen eingesetzt und verhindert die Entstehung von Blutergüssen und Schwellungen und fördert deren Rückbildung. Es eignet sich auch für physikalische Behandlungsverfahren, wie z.B. Phonophorese.

Indikation:

Zur lokalen Behandlung von Entzündungen oberflächennaher Venen, sofern diese nicht durch Kompression behandelt werden können und stumpfen Verletzungen mit oder ohne Bluterguss.

Anwendung:

Ein- bis mehrmals täglich einen Gelstrang von 3–5 cm (bei Bedarf auch mehr) auf die erkrankte Stelle aufgetragen und leicht verteilen

Inhaltsstoffe:

100 g Gel enthalten:

Mucopolysaccharidpolyschwefelsäureester, 0,445 g (Organo-Heparinoid „Luitpold“) entspr. 40.000 E.*

*Einheiten bestimmt über die aktivierte partielle Thromboplastinzeit (APTT)

Sonstige Bestandteile: Isopropanol, Carbomer, Propylenglycol, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser.

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.